


# AVANOS\*

## MIC-KEY\* MEDICATION EXTENSION SET WITH ENFit® CONNECTORS

### SECUR-LOK\* Right Angle Connector

### 2 Port "Y" ENFit® Connectors



Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Single Patient Use Only.

⚠ Warning: For enteral nutrition and/or medication (Rx) only.

The MIC-KEY\* Extension Sets with ENFit® Connectors are intended to connect to the MIC-KEY\* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube, Enteral Feeding Syringes with ENFit® Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit® Connectors.

Nonsterile	Not made with natural rubber latex	Product is NOT made with DEHP as a plasticizer	Rx Only
Caution	Consult instructions for use	2797	0142-02

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com

Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.

Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vinciiaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.

Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue, Chatswood, NSW 2067 Australia.

\*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

© 2018 AVNS. All rights reserved. 2019-03-06

15-M1-223-01 / 70210641

www.mic-key.com

- (FR) Prolongateur MIC-KEY\* (pour l'administration de médicaments) avec connecteurs ENFit®, connecter à angle droit SECUR-LOK\* et connecteurs ENFit® en « Y » à 2 orifices. • Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. • Ce produit n'est pas fabriqué à partir de DEHP comme plastifiant. • Rx Only: Sur ordonnance uniquement. • aux États-Unis, la loi fédérale restreint la vente de ce dispositif par un médecin ou sur son ordonnance. • Destiné à un seul patient. • ⚠ Avertissement : Pour alimentation et/ou administration de médicaments (Rx) par voie entérale uniquement. • Les prolongateurs MIC-KEY\* avec connecteurs ENFit® sont prévus pour se connecter sur la sonde d'alimentation gastrostomique extra-plate MIC-KEY\*, les seringues d'alimentation entérale avec connecteurs ENFit® et les sachets d'administration d'alimentation avec connecteurs ENFit®.
- (DE) MIC-KEY\* Medikamentenabgabe-Verlängerungsset mit ENFit® Verbindungsstücken, SECUR-LOK\* rechtwinkligem Verbindungsstück und 2 Port-, „Y“-ENFit® Verbindungsstücken. • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. • Das Produkt ist nicht mit DEHP als Weichmacher hergestellt. • Rx Only: Verschreibungspflichtig: Laut US-amerikarischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden. • Nur für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten. • ⚠ Warnung: Nur zur enteralen Ernährung und/oder Verabreichung von Medikamenten (Rx). • Die MIC-KEY\* Verlängerungssets mit ENFit® Verbindungsstücken sind zum Anschluss an MIC-KEY\* Low-Profile Gastrostomie-Ernährungs sonden, enterale Ernährungs spritzen mit ENFit® Verbindungsstücken und Ernährungsbeutel mit ENFit® Verbindungsstücken gedacht.
- (BG) MIC-KEY\* комплект удължители за прилагане на медикаменти с ENFit® конектори, SECUR-LOK\* конектор под прав ъгъл и Y-образни конектори ENFit® с два порта. • При производството не е използван латекс от естествен каучук. • Този продукт не съдържа DEHP (ди(2-етилхексил) фталат) като пластификатор. • Rx Only: Само Rx: Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие от или по нареждане на лекар. • За употреба само от един пациент. • ⚠ Предупреждение: само за ентéralно хранене и/или прилагане на медикаменти (Rx). • Комплектът удължители MIC-KEY\* с ENFit® конектори са предназначени за свързване към нископрофилни гастростомни хранителни сонди MIC-KEY\*, спринцовки за ентéralно хранене с ENFit® конектори и торбички за изкуствено хранене с ENFit® конектори.
- (ES) Juego de extensión para medicamentos MIC-KEY\* con Conectores ENFit®, Conector de ángulo recto SECUR-LOK\* y Conectores bifurcados de dos puertos ENFit®. • No fabricado con látex de goma natural. • El producto no está fabricado con DEHP como plastificador. • Rx Only: Venta sólo por receta facultativa. Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo a médicos o por receta facultativa. • Uso indicado: para un solo paciente. • ⚠ Advertencia: Sólo para alimentación enteral y/o medicamentos recetados (Rx). • Los Juegos de extensión MIC-KEY\* con Conectores ENFit® están hechos para conectar con el tubo de alimentación por gastrostomía de perfil plano MIC-KEY\*, las jeringas para alimentación enteral con Conectores ENFit® y las Bolsas para administrar alimento con conectores ENFit®.
- (CS) Prodlužovací souprava MIC-KEY\* na podávání léků s konektory ENFit®, pravouhlým konektorem SECUR-LOK\* a 2 otvory tvaru „Y“ na konektory ENFit®. • Vyrobeno bez přírodního gumového latexu. • Produkt není vyroben s DEHP jako plastifikátorem. • Rx Only: Pouze na předpis. Federální zákony USA omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na jeho předpis. • Pouze pro použití u jediného pacienta. • ⚠ Varování: Pouze pro enterální výživu a/ nebo léky (Rx). • Prodlužovací soupravy MIC-KEY\* s konektory ENFit® jsou určeny pro spojení s nízko profilovou gastrostomickou výživovací trubicí MIC-KEY\*, enterálními výživovými stříkačkami s konektory ENFit® a sáčky na podávání výživy s konektory ENFit®.

